

サイズの選び方

A 腰囲＝骨盤周りの長さ

腰骨の前出っぱり部分(前腸骨棘)の高さにメジャーを巻いて測ってください。
(ウエストの長さではありません)

肥満体型で、骨盤周りの長さに比べてヒップ(おしり)が特に大きい場合は、
「サイズ測定キット」の使用をおすすめします。
無い場合は、ヒップ周りの長さをきつめに測ってください。



B 後股上＝肛門から骨盤上端(標準的なショーツのゴムライン)までの長さ

なるべくまっすぐな姿勢で測ってください。

背中中の脂肪が厚く、骨盤上端の位置がわかりにくい場合は、附近の脂肪層のくぼみの位置から肛門までの長さを測ってください。



適用範囲		A 腰囲 (cm)		
		75～85	85～95	95～105
B 後股上 (cm)	24 以上	80N	90N 平均サイズ	100N
	24 未満	80K	90K	

← サイズ表にあてはめる

腰が曲がっている方は、後股上が24cm未満の場合でも、
深めのNサイズのご使用をおすすめします。